

COLIBRI II

Universal battery power tool system for use in traumatology, hand and foot surgery



Colibri II. Universal battery power tool system for use in traumatology, hand and foot surgery.

The unique Colibri system adapted to the latest technological standards

耐久性の高いモーターを採用
85Wのパワフル性能（自社比）

素早く安全にアタッチメントの交換が可能

バッテリーケース取り外しボタン

2つのトリガーでモードの
切換もスピード調整も
容易

リチウムイオンバッテリーを
採用

ケース底面がフラットなため、
アタッチメント交換時に立てて
使用することが可能

ミニクイックカップリング

Kワイヤーチャック



**Extensive portfolio of attachments
for a wide range of applications**

**Real added value with new 14.4 V
Li-Ion battery pack**

アウトプットパワー比較



オシレーティングソー
アタッチメント

リデュースギア

クイックカップリング

	<p>Colibri II 532.101</p> 
<p>ニカドバッテリー 12V 532-003 / 532-002 / 532-004</p> 	<p>55 W</p>
<p>リチウムイオンバッテリー 14.4V 532-103 / 532-132 / 532-104</p> 	<p>85 W</p>

オシレーティングソー
アタッチメント ラージ

Range of application



Trauma
Light duty



Hindfoot



Forefoot



Hand

Colibri II. Universal battery power tool system for use in traumatology, hand and foot surgery.

Ordering information

ハンドピース

532-101 Colibri II

バッテリー、バッテリーチャージャー

532-132 バッテリーケース Colibri II 用

532-103 バッテリー Colibri II 用

532-104 ステライルカバー Colibri II 用

532-002 バッテリーケース Colibri 12V用

532-003 バッテリー Colibri 12V

532-004 ステライルカバー Colibri用

05-001-204 ユニバーサルバッテリーチャージャー II
4チャージングベース

アタッチメント

532-011 ミニクイックカップリング Colibri用

532-012 Jラッチカップリング Colibri用

05-001-250 クイックカップリング Colibri用

05-001-251 クイックカップリング Colibri用 ロースPEED

05-001-252 ジャコブスチャック Colibri用 0 - 4mm

05-001-253 ジャコブスチャック Colibri用 0 - 7.3mm

05-001-254 ジャコブスチャック Colibri用 ロースPEED

05-001-255 ジャコブスチャック Colibri用 ロースPEED
(リバースなし)

532-015 DHS/DCS クイックカップリング Colibri用

532-017 リデュースギア Colibri用

532-018 ハドソンアダプター Colibri用

532-019 トリンケルアダプター Colibri用

532-020 改良型トリンケルアダプター Colibri用

532-022 Kワイヤーチャック Colibri用

05-001-187 パーアタッチメント Colibri/SED用

532-021 オシレーティングソーアタッチメント Colibri用

532-023 オシレーティングソーアタッチメント II Colibri用

532-026 オシレーティングソーアタッチメント
Colibri用, ラージ

532-031 ラジオーセントドライブアダプター Colibri用

511-300 ラジオーセントドライブ MARK II

コンソール

05-001-002 ベーシックコンソール

05-001-108 Colibriアダプター ライトタイプ

アクセサリ

68-001-255 滅菌ケース Colibri II用

689-507 滅菌ケースカバー 1/1用

68-001-253 滅菌ケース Colibri II/SEDアタッチメント用

689-537 滅菌ケースカバー 小

68-001-610 洗浄用バスケット Colibri II 用

68-001-602 カバー1/1 洗浄用バスケット用


519-970 オイル

519-400 クリーニングブラシ

310-932 ジャコブスチャック用キー 4.0mm

510-191 ジャコブスチャック用キー 7.3mm

注意:「単回使用」とラベルに記載のあるソーブレードは再使用しないでください。



68-001-610 洗浄用バスケット Colibri II 用

DePuy Synthes *People inspired™*
POWER TOOLS

COMPANIES OF *Johnson & Johnson*

製造販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
デピューシンセス・ジャパン
パワーツール事業推進室
〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号

depuysynthes.jp

カスタマーサービスセンター

T. 0120 785 645 / F. 0570 060020

受注受付時間: 平日 / 08:00~21:00
 土・日・祝日 / 10:00~19:00

販売名: Colibri システム
認証番号: 225AABZX00168000

販売名: Electric ドライブシステム
認証番号: 225AABZX00169000

販売名: 骨手術用ドリルアタッチメントセット
届出番号: 13B1X002045P0005

販売名: ラジオーセント
届出番号: 13B1X002045TN022